

EVI

De hoog-laag stoel voor kinderen

De EVI is een aangepaste kinderstoel. De EVI stoel biedt extra ondersteuning waardoor een kind langer en zelfstandig kan zitten. De stoel is makkelijk in hoogte verstelbaar. De hoogte is verstelbaar van grond tot tafelhoogte. Standaard is de hoogte verstelbaar met een gasveer. De stoel is hoog/laag verstelbaar als het kind in de stoel zit. Door de makkelijk lopende wielen is de stoel goed verplaatsbaar als het kind in de stoel zit.



De stoel op de foto's heeft optionele uitrusting

Activiteit & herstel

In de stoel zit standaard een kanteling van de gehele zit unit. De kanteling is bedienbaar met een traploos verstelbare gasveer. Door de mogelijkheid om te wisselen van actieve naar passieve zithouding is de stoel geschikt voor verschillende dagelijkse activiteiten zoals eten en spelen.



De EVI is standaard uitgerust met:

- Armsteunen in hoogte en -breedte verstelling
- Zithoogte, -diepte en -breedte verstelling
- 4 beremde zwenkwielen
- Opklapbare voetenplank
- Gasveer hoog/laag verstelling

Voor overige opties zie optie lijst

Technische gegevens

| | |
|--------------------|-------------------|
| Maximale belasting | 50 kg |
| Zitbreedte | 29 cm |
| Zitdiepte | 32 cm |
| Zithoogte | 23,5 tot 61,5 cm* |
| Breedte rugleuning | 23-30 cm |
| Hoogte rugleuning | 20-36 cm |
| Zittingkanteling | 0° tot 34° |
| Afmetingen frame | 44x57 cm |

* Gemeten van vloer tot onderkant zitting